

Dijital Viskozimetre



LCD ekran



1~2,000,000 mpas



40s~99dk59s/
sürekli operasyon

TEKNİK ÖZELLİKLER

 **Satın Al**

Model	SR-NDJ-8S
Voltaj (V)	AC100-240 / 50-60Hz
Zamanlama Aralığı	40s~99dk-59s/sürekli çalışma
Güç (W)	12
Ekran	LCD
Ölçüm Aralığı	5-35°C 80%RH
Çalışma Ortamı	0.3 ml ve üzeri
Rotor Hızı rpm	0.3, 0.6, 1.5, 3.6, 12, 30,60
Ölçüm Doğruluğu	±2% (Newtonian liquid)
Tekrarlanabilirlik	±1% (Newtonian liquid)
Rotor Özellikleri	No. 1~4 rotor