

Düşük Hızlı Santrifüj



LCD ekran



Kullanımı kolay



Elektronik kapı kilidi



Otomatik arıza alarmı



TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al

Model

SR-LC-8S

SR-LC-12S

Resim



Hız Sınırı

500-5000rpm

500-4000rpm

Maksimum Bağlı
Santrifüj Gücü

3074xg

2220xg

Hız Doğruluğu

± 30 r/min

± 30 r/min

Zamanlama Aralığı

10s ~ 99min59s

10s ~ 99min59s

Gürültü

≤ 60dB (A)

≤ 60dB (A)

Voltaaj

AC220V / 110V-50Hz 5A

AC220V / 110V-50Hz 5A

Güç

130W

130W

Maksimum Kapasite

8*15ml (kan tüpü)

12*5/10ml (kan tüpü)

Boyutlar

375*320*240mm (L*W*H)

375*320*240mm (L*W*H)