

Homojenizatör



Tak-çalıştır



Kozmetik, Boya, Parfüm, Şampuan için Homojenizatör



Parçalama ucu, içi tamamen paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır

TEKNİK ÖZELLİKLER

 **Satın Al**

Model	SR-MHZ-01	Güç Kaynağı	AC 220V / 50HZ
Bıçak Malzemesi	316 paslanmaz çelik	İzin Verilen Ortam Nem Sıcaklığı	5-40°C; 80%RH
Hız Aralığı	5000-35000rpm	Kesintisiz Çalışma Süresi	≤10dakika
Güç	160W	Boyut	50x355mm
Bıçak Spesifikasyonu	Standart 10mm, isteğe bağlı 6/8mm	Ağırlık	1kg
Kapasite	SR-MHZ-6G 0.5-50ml SR-MHZ-8G 1-100ml SR-MHZ-10G 5-250ml		
Aksesuarlar	SR-MHZ-6G SR-MHZ-8G SR-MHZ-10G SR-MHZ-01-Stand		

