

Viskozimetre



Test süresi ayarlanabilir ve gerçek zamanı gösterebilir



RS 232 haberleşme portu ile test sonuçlarını yazdırabilir



Ölçüm sonuçları tek ekranda okunabilir (İsı,Viskozite, Gram,KU)



Takıp çıkarılması kolay vidasız manyetik spindle

TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al

Model

SR- 186

SR- 184

Resim



Ölçüm Aralığı

40.2KU-141.0KU (27-5250 CP)

40.2KU-141.0KU (27-5250 CP)

Doğruluk

+ 1.0% of full scale range

+ 1.0% of full scale range

Tekrarlanabilirlik

+ 0.5% of full scale range

+ 0.5% of full scale range

Dönüş Hızı

200r/min \pm 0.1r/min

200r/min \pm 0.1r/min

Genel Boyutları

210mm x 180mm x50mm (LxWxH)

210mm x 180mm x50mm (LxWxH)

Paket Ağırlığı

9.2Kg

9.2Kg