

## Profesyonel Viskozimetre



LCD renkli ekran



Isı sensörü standart



Dokunmatik fonksiyon tuşları



### TEKNİK ÖZELLİKLER



Satın Al



Satın Al

Model

SR-DV-LV

SR-DV-RV

Resim



Voltaj (V)

AC110-240 / 50-60Hz

AC110-240 / 50-60Hz

Ekran

TFT renkli LCD ekran

TFT renkli LCD ekran

Ölçüm Aralığı (mPa · s)

6-6×10<sup>6</sup>

40-4×10<sup>7</sup>

Ölçüm Doğruluğu %

±1(Newton sıvısı)

±1(Newton sıvısı)

Tekrarlanabilirlik Hatası %

±0,5(Newton sıvısı)

±0,5(Newton sıvısı)

Rotor Hızı

0.1-200  
Kademesiz Ve sabit hız değişimi

0.1-200  
Kademesiz Ve sabit hız değişimi

Sıcaklık Ölçüm Aralığı °C

0-60

0-60

Sıcaklık Ölçümü Doğruluğu °C

±0.1

±0.1

Rotor özellikleri

Rotor No. 1-4

Rotor No. R2-R7