

## Rotasyonel Viskozimetre



Rotor, yüksek kaliteli 304 paslanmaz çelikten özenle işlenmiştir.



Rotorun bağlantı noktasına bir mafsal eklenmiştir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER



Model	SR-NDJ-1
Voltaj (V)	AC220V±10V 50Hz±10%
Ölçüm Aralığı (mPa·s)	1-1×10 <sup>5</sup>
Güç (W)	0,12W
Ekran	Analog
Rotor Hızı (devir/dakika)	6/12/30/60rpm
Ürün Boyutu	270×230×490
Ağırlık (Kg)	3,5
Ölçüm Doğruluğu	±%5
Tekrarlanabilirlik	±%2
Rotor Özellikleri	1, 2, 3 ve 4 numaralı rotorlar