

Yüksek Hızlı Santrifüj



Stabil dönüş



Program belleği



Sıcaklık koruma fonksiyonu



Daha fazla çalışma kapasitesi



TEKNİK ÖZELLİKLER

 [Satın Al](#)

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Model | SR-MC-12Pro |
| Maksimum Santrifüj Kuvveti | 9660xg |
| Hız Sınırı | ≤12 s/ ≤15s |
| Maksimum Dönüş Hızında Gürültü | ≤47db (A) |
| Giriş Gücü | 48W |
| Ortam Çalışma Sıcaklığı | 5 - 40°C / 80%RH |
| Çalışma Hız Aralığı Ve Hız Artış Adım | 1000-12000rpm±5% 100rpm adımlarla |
| Rotor Kapasitesi | 0,2/0,5/1,5/2ml*12 + 0,2ml*8*4(Santrifüj tüpü) / 0,5/1,0ml*12(Mikro kan tüpü) |
| Program Hafızası | 9 adet programlanabilir hafıza |